



Informacje dotyczące zamówienia

Rosidal® sys			
Zawartość	REF	REF	J. op. (szt.)
tg® Tubular Bandage do ochrony skóry pod bandażę uciskowe	7	24005	1x
Rosidal® soft materiał wysięlający pod bandażę uciskowe w celu równomiernego rozkładu ciśnienia, zapobiegania powstawania nadmiernego ucisku i punktów ucisku, zsuwania bandaży uciskowych	10 cm x 2 m x 0,2 cm	13016	4x
Rosidal® K bandaż o krótkim naciągu	8 cm x 5 cm	22201	2x
	10 cm x 5 cm	22202	2x
Porofix® przylepiec	2,5 cm x 5 m	34311	1x
Mollelast® haft miękki kohezyjny bandaż podtrzymujący	8 cm x 20 m	30070	1x
Informacja dla pacjenta			1x

Rosidal® soft			
2 m (długość w stanie nierozciągniętym), z zapinkami			
	Szerokość x Grubość (cm)	REF	J. op. (szt.)
pakowany indywidualnie w kartonik	10 x 0.3	23110	1/30
	10 x 0.4	23111	1/24
	12 x 0.4	23112	1/16
	15 x 0.4	23113	1/14
	10 x 0.3	23100	26
luzem w kartoniku	10 x 0.4	23101	24
	12 x 0.4	23102	18
	15 x 0.4	23103	14

Rosidal® soft			
2m (długość w stanie nierozciągniętym), z zapinkami, 2 sztuki w kartoniku			
Szerokość x Grubość (cm)	REF	J. op. (szt.)	
10 x 0.2	13016	1/23	

Komprex® I Wypełnienie piankowe, poduszeczka				
pakowany indywidualnie w kartonik				
Rozmiar	Grubość (mm)	Rozmiar (cm)	REF	J. op. (szt.)
00 owal	10	9 x 6,5	22300	1/60
0 nerka	10	9 x 5	22301	1/75
1 nerka	12	12 x 6,5	22302	1/30
2 prostokąt	12	17 x 13	22303	1/25
4 trapez	5	39/22 x 33	22305	1/20

Komprex® I Wypełnienie piankowe, arkusz			
w rolce, indywidualnie pakowany w plastikową torbę			
Grubość (mm)	Rozmiar (cm)	REF	J. op. (szt.)
10	100 x 50	22320	1/10

Komprex® II Arkusz z pianki		
struktura falista, indywidualnie pakowany w plastikową torbę		
Rozmiar (cm)	REF	J. op. (szt.)
65 x 65	16985	1/6

Lenkideal®
5m (długość po rozciągnięciu)

Szerokość (cm)	REF	J. op. (szt.)
z zapinkami, pakowany indywidualnie		
6	14581	10/100
8	14582	10/140
10	14583	10/120
12	14584	10/120
15	14585	10/120

Rosidal® K		
Szerokość (cm)	REF	J. op. (szt.)

5m (długość po rozciągnięciu), z zapinkami, pakowany indywidualnie w kartonik

4	22199	1/125
6	22200	1/108
8	22201	1/108
10	22202	1/90
12	22203	1/54

Perfekta Super

Wymiary (cm x m)	Nr ref.
10 x 7	105926
10 x 7	105927
12 x 7	105928
6 x 5	105930
8 x 5	105931
10 x 5	105932
12 x 5	105933
10 x 10	105934
12 x 10	105935
6 x 5	105936
8 x 5	105937
10 x 5	105938
12 x 5	105939
10 x 10	105940

Varicex® S

długość po rozciągnięciu		
Szerokość x Długość (cm x m)	REF	J. op. (szt.)
pakowany indywidualnie w aluminiową szaszetkę		
10 x 5	20630	1/10/80
10 x 7	20631	1/10/60
10 x 10	20632	1/10/30
w aluminiowej szaszetce, luzem w kartonie		
10 x 5	20635	1/20
10 x 7	20636	1/20
10 x 10	20637	1/20

Rosidal® haft
5m (długość po rozciągnięciu), pakowany indywidualnie w kartonik

Szerokość (cm)	REF	J. op. (szt.)
niesterylny		
6	31973	1/48
8	31974	1/32
10	31975	1/42
12	31976	1/24

Rosidal® sys	
REF	J. op. (szt.)
16984	1/4

Cellona® But
But ochronny

Właściwości

- można nosić jako półbut lub jako sandał
- ochrona przed zimnem i wilgocią
- niezawodne wsparcie podczas chodzenia
- możliwość indywidualnego dopasowania za pomocą regulowanych pasków typu rzep
- dobra przyczepność w mokrych warunkach
- można nosić na prawej lub lewej stopie

Zastosowanie

- but chroniący opatrunek - na opatrunkach gipsowych i syntetycznych, opatrunkach na rany oraz opatrunkach flebologicznych i limfatycznych

Wskazówki

- można prac ręcznie w 30°C
- nie suszyć w suszarce



Cellona® Krem
krem ochronny i pielęgnacyjny

Zastosowanie

- krem ochronny do skóry wymagającej szczególnej pielęgnacji
- dla skóry narażonej na ciągły kontakt z roztworami wodnymi i środkami powierzchniowo-czynnymi
- do ochrony przy pracy z gipsem lub substancjami nierozpuszczalnymi w wodzie, takimi jak oleje i farby

Właściwości

- emulsja typu olej w wodzie
- pH neutralne
- przywraca równowagę lipidową skóry
- szybko się wchłania
- reguluje wilgotność i elastyczność skóry
- wspomaga regenerację
- ochrona przed wodą, płynami, brudem, chemikaliami lub środkami czyszczącymi



Cellona® But			
pakowane pojedynczo w opakowaniu foliowym			
	Rozmiar	Nr ref.	J. op.
dla dorosłych	S (rozmiar obuwia 35 - 38)	16473	1/12
	M (rozmiar obuwia 39 - 41)	16474	1/12
	L (rozmiar obuwia 42 - 43)	16475	1/12
	XL (rozmiar obuwia 44 - 47)	16476	1/12
	XXL (rozmiar obuwia 48 - 51)	90347	1/12

Cellona Krem		
Zawartość (ml)	Nr ref.	J.op.
w tubie aluminiowej		
100	50816	12



Kompresja
Prawidłowy ucisk
ma znaczenie.



Rosidal® K

Bandaż o krótkim naciągu

Zastosowanie

- do wywołania mocnego ucisku (np. we flebologii)
- do immobilizacji kończyn
- do podtrzymania i odciążania w traumatologii i medycynie sportowej
- do mocowania opatrunków
- w leczeniu obrzęku

Właściwości

- elastyczność wzdłużna (ok. 90%)
- z elastycznego materiału dzięki skręconej przędzy osnowy
- przepuszcza powietrze
- teksturowany materiał
- z krawkami
- kolor cielisty

Skład produktu

100% bawełna

Wskazówki

- można prać, do 50 cykli prania, w temperaturze 95°C (z użyciem łagodnych detergentów, delikatny cykl prania)
- można sterylizować parą wodną (121°C)



Rosidal® haft

Kohezyjna opaska o krótkim naciągu

Zastosowanie

- do wywołania ucisku kończyn w zakresie flebologii i limfologii
- w leczeniu obrzęku
- po skleroterapii i operacji żyłaków
- do podtrzymania i odciążenia układu torebkowo-więzadłowego

Właściwości

- elastyczność wzdłużna (60%)
- z elastycznego materiału dzięki skręconej przędzy osnowy
- nie zsuwa się
- dobrze tolerowana siła ucisku dzięki wysokiej sztywności statycznej
- dłużej utrzymujący się wysoki stopień ucisku
- z krawkami

Skład produktu

100% bawełna; powłoka – klej z kauczuku naturalnego (lateks)

Rekomendowane połączenia

wilgotne leczenie ran, opatrunki specjalne, tg® Tubular Bandage, Rosidal® soft, Cellona® Opaska wyścielająca



Rosidal® sys

System do kompresjoterapii

Zastosowanie

- w leczeniu owrzodzeń łydki

Właściwości

- efektywny i ekonomiczny dzięki możliwości wielokrotnego użycia opaski wyścielającej i bandażu uciskowego (Rosidal® soft i Rosidal® K)
- gotowe do użycia produkty dostępne w poręcznym zestawie

Skład produktu

Zestaw Rosidal® sys zawiera następujące komponenty:

- tg® Tubular Bandage
- opaska Rosidal® soft
- bandaż Rosidal® K
- Porofix®
- bandaż Mollelast® haft
- informacja dla pacjenta

Wskazówki

- Rosidal® soft i Rosidal® K można prać, do 50 cykli prania, w temperaturze 95°C.
- Nieprzerwane stosowanie bandażu do 7 dni (utrzymywany wysoki stopień ucisku - naukowo potwierdzone przez Prof. Dr. M. Jünger).



Rosidal® soft

Opaska wyścielająca z pianki

Zastosowanie

- materiał wyścielający pod bandaż uciskowy w limfologii i flebologii

Właściwości

- elastyczność wzdłużna i poprzeczna
- zapewnia równomierny rozkład ciśnienia rekompensujący drobne niedoskonałości w technice bandażowania (np. nadmierny ucisk)
- zwiększa komfort pacjenta (np. wyścielenie kości piszczelowej)
- zmniejsza zsuwanie się bandaża
- przepuszcza powietrze i parę wodną
- odporny na rozdarcie i elastyczny
- cięte brzegi
- biały

Skład produktu

100% pianka poliuretanowa

Wskazówki

- można prać, do 50 cykli prania, w temperaturze max. 95°C
- można sterylizować parą wodną (121°C/134°C)
- produkt zachowuje elastyczność i efekt wyścielenia po praniu.



Komprex® I/II

Wypełnienie piankowe

Zastosowanie

Komprex I

- kompresja w leczeniu obrzęku we flebologii i limfologii
- do częściowego wypełnienia pod bandaż i szyny w celu zwiększenia ucisku miejscowego
- w połączeniu z innymi produktami do kompresjoterapii

Komprex II

- jako wypełnienie pod bandaż uciskowy

Właściwości

Komprex I

Wypełnienie piankowe, arkusz lub poduszeczka

- może być przycinany do rozmiaru
- przepuszcza powietrze i parę wodną

Komprex II

Arkusz z pianki

- może być przycinany do rozmiaru
- oddychający, nie zsuwa się
- specjalna falista struktura
- szczególnie korzystny dla pacjentów z obrzękiem limfatycznym dzięki efektowi mikromasażu

Skład produktu

100% guma syntetyczna (styrenebutadiene)

Wskazówki

- można sterylizować parą wodną (121°C)



Perfekta® Super

Bandaż o długim naciągu

Zastosowanie

- do ograniczenia ruchów kończyn
- mocowanie opatrunków
- do kompresji

Właściwości

- przyczepna struktura tkaniny
- łatwa aplikacja
- dobrze przylega
- z krawką
- w kolorze kremowym

Skład produktu

63 bawełna, 28 poliamid, 9 elastan

Wersje

- niska siła zwrotna
- elastyczność wzdłużna (do ok.155%)



Lenkideal®

Bandaż o krótkim naciągu

Zastosowanie

- do mocowania opatrunków
- z efektem ucisku
- do leczenia uciskiem kończyn we wskazaniach flebologicznych
- do profilaktyki przeciwzakrzepowej przed, podczas i po zabiegu chirurgicznym
- do unieruchamiania i odciążania w przypadku zwichnięć i kontuzji oraz w medycynie sportowej
- do leczenia zapalenia pochewki ścięgien

Właściwości

- elastyczność wzdłużna (ok. 90%)
- trwale elastyczny
- przepuszcza powietrze
- niezbyt obszerny po aplikacji
- z krawkami
- biały

Skład produktu

64% bawełna, 34% poliamid, 2% elastan

Wskazówki

- można sterylizować parą wodną (134° C) i tlenkiem etylenu

Rekomendowane połączenia

- do mocowania szyn gipsowych i syntetycznych, np. Cellacast® Splint



Varicex® S

Bandaż z pastą cynkową

Zastosowanie

- do aplikacji półsztywnego trwałego opatrunku w przypadku: obrzęku, przewlekłej niewydolności żyłnej, owrzodzenia podudzia i zakrzepicy
- w kontynuacji leczenia po złamaniu

Właściwości

- bandaż pokryty pastą cynkową
- gotowy do użycia, oszczędność czasu
- niezbyt obszerny po aplikacji
- z krawkami
- biały

Varicex® S

- wiskoza/poliamid
- elastyczny wzdłużnie i poprzecznie
- bandaż dziany
- do bandażowania techniką kolistą
- bardzo łatwa aplikacja

Rekomendowane połączenia

wilgotne leczenie ran, opatrunki specjalne, tg® Tubular Bandage, Rosidal® soft, Cellona® Opaska wyścielająca

