





FLEBOLOGIA



www.balton.pl






FLEBOGRIF®

ZESTAW DO LECZENIA NIEWYDOLNOŚCI ŻYLNEJ

Skuteczność potwierdzona klinicznie


Prosta i efektywna metoda mechaniczno-chemiczna do obliteracji żyłaków kończyn dolnych



FLEBOGRIF®

Elementy zestawu:

- kateter „FLEBOGRIF”
- koszulka z rozszerzaczem
- igła prosta 18G
- przewód stalowy pokryty PTFEJ .035”
- kranik trójdrożny
- strzykawka 5 ml Luer-Lock /2 szt./



Nr katalogowy	Kateter rozmiar	Kateter długość
FLE6F90	6F	90 cm
FLE6F60	6F	60 cm

INTRODUKTOR

ZESTAW Z ZASTAWKĄ DO WPROWADZENIA I WYMIANY KATETERÓW
ORAZ ELEKTROD ENDOKAWITARNYCH

Elementy zestawu:

- koszulka z zastawką
- igła angiograficzna
- prowadnik
- dilatator



Nr kat.	Koszulka z zastawką rozmiar / długość	Kolor nasadki	Dilatator rozmiar	Igła angiograficzna rozmiar	Prowadnik rozmiar / długość / typ
INT4F	4F / 110 mm	czerwony	4F	19G	.022" / 40 cm / "J"
INT5F	5F / 110 mm	szary	5F	18G	.035" / 40 cm / "J"
INT6F	6F / 110 mm	zielony	6F	18G	.035" / 40 cm / "J"
INT7F	7F / 110 mm	pomarańczowy	7F	18G	.035" / 40 cm / "J"
INT4F23	4F / 230 mm	czerwony	4F	19G	.022" / 60 cm / "J"
INT5F23	5F / 230 mm	szary	5F	18G	.035" / 60 cm / "J"
INT6F23	6F / 230 mm	zielony	6F	18G	.035" / 60 cm / "J"
INT7F23	7F / 230 mm	pomarańczowy	7F	18G	.035" / 60 cm / "J"


Pakowane po 10 szt.

DŁUGI INTRODUKTOR

ZESTAW Z ZASTAWKĄ DO WPROWADZENIA I WYMIANY KATETERÓW
ORAZ ELEKTROD ENDOKAWITARNYCH

Elementy zestawu:

- koszulka z zastawką
- igła angiograficzna
- dilatator



Nr kat.	Koszulka z zastawką rozmiar / długość	Kolor nasadki	Dilatator rozmiar	Igła angiograficzna rozmiar
INT5F55	5F / 550 mm	szary	5F	18G
INT6F60	6F / 600 mm	zielony	6F	18G

Pakowane po 5 szt.

INTRODUKTOR KARDIOLOGICZNY DO TĘTNICY PROMIENIOWEJ

ZESTAW Z ZASTAWKĄ DO WPROWADZENIA I WYMIANY KATETERÓW
ORAZ ELEKTROD ENDOKAWITARNYCH

Elementy zestawu:

- koszulka z zastawką
- igła prosta
- prowadnik
- dilatator



Nr kat.	Koszulka z zastawką rozmiar / długość	Kolor nasadki	Dilatator rozmiar	Igła angiograficzna rozmiar	Prowadnik rozmiar / długość / typ
INT5FKR	5F / 110 mm	szary	5F	21G	.018" / 45 cm / "J"
INT5FKRP	5F / 110 mm	szary	5F	21G	.018" / 45 cm / prosty
INT5F21KRP	5F / 110 mm	szary	5F	21G	.021" / 45 cm / prosty
INT5FKR23	5F / 230 mm	szary	5F	21G	.018" / 60 cm / "J"
INT6FKR	6F / 110 mm	zielony	6F	21G	.018" / 45 cm / "J"
INT6FKRP	6F / 110 mm	zielony	6F	21G	.018" / 45 cm / prosty
INT6F21KRP	6F / 110 mm	zielony	6F	21G	.021" / 45 cm / prosty

Pakowane po 10 szt.

PROWADNIKI TEFLONOWE

Nr kat.	Średnica	Długość	Typ
PJ35150T	.035"	150 cm	"J"
PJ35180T	.035"	180 cm	"J"

Pakowane po 15 szt.

ENTER PROWADNIK POLIMEROWY Z POWŁOKĄ HYDROFILNĄ



Nr kat.	Średnica (cal.)	Długość	Typ	Typ końcówki
PPN35150HM	.035"	150 cm	Średni	Prosty
PPNA35150HM	.035"	150 cm	Średni	Zagięty
PPN35180HM	.035"	180 cm	Średni	Prosty
PPNA35180HM	.035"	180 cm	Średni	Zagięty

Pakowane po 2 szt.

ZESTAW DO KANIULACJI DUŻYCH NACZYŃ

METODĄ SELDINGERA, JEDNOKANAŁOWY

Elementy zestawu:

- kateter
- igła
- prowadnik
- dilator
- skalpel
- strzykawka 10 ml



Nr kat.	Kateter rozmiar / długość	Dilator rozmiar	Igła rozmiar	Prowadnik rozmiar / długość / typ
ZKDN5F60	5F / 60 cm	6F	18G / 7 cm	.035" / 100 cm / "J"
ZKDN6F60	6F / 60 cm	7F	18G / 7 cm	.038" / 100 cm / "J"

Pakowane po 5 szt.

DIAGNOSTYCZNE KATETERY DO ANGIOGRAFII

PROSTE Z 8 OTWORAMI



Nr kat.	Kateter			Używaj z przewodnikiem o rozmiarze
	rozmiar	wewnętrzna średnica	długość	
4F70D	4F	0.95 mm	70 cm	.035"
5F70D	5F	1.25 mm	70 cm	.038"
6F70D	6F	1.40 mm	70 cm	.038"

Pakowane po 10 szt.


IGŁA ANGIOGRAFICZNA

Nr kat.	Igła długość
IP18G70	70 mm

Pakowane po 10 szt.



ENDOVASCULAR



Mer[®] Stent samorozprężalny
do tętnic szyjnych




Robin System do neuroprotekcji



Jaguar Stent samorozprężalny
z powłoką hydrofilną



PAK[®] Kateter balonowy do angioplastyki
naczyń obwodowych pokryty paklitakselem




INTRODUKTORY



NEPTUN C

Stent kobaltowo-chromowy
do naczyń obwodowych



www.flebogrif.pl



ul. Modlińska 294, 03-152 Warszawa
tel.: (+48) 22 597 44 00, fax: (+48) 22 597 44 44
e-mail: balton@balton.pl, www.balton.pl

05/2020

