

Cewnik centralny z dostępu obwodowego -Arrow®PICC

PICC to kaniule centralne wprowadzone z dostępu obwodowego. Ze względu na miejsce wprowadzenia zmniejszają ryzyko występowania zakażeń czy zakrzepicy, przy zwiększeniu komfortu chorego szczególnie wówczas gdy wprowadzony jest we właściwym miejscu pod kontrolą USG. Dedykowany jest zarówno dla chorych przewlekłe hospitalizowanych wymagających długotrwałego leczenia preparatami dożylnymi, a także podczas leczenia domowego i hospicyjnego

Cześć praktyczna implementacja PICC pod kontrola USG

Warsztaty obejmują analizę dostępów anatomicznych, wybór rodzaju cewnika PICC dla danego pacjenta ze względu na rodzaj leczenia, wybór miejsca i techniki wkłucia. Omówienie poszczególnych wariantów dostępu, problemów technicznych i możliwych do uniknięcia powikłań. Wykorzystanie USG do identyfikacji naczyń. Po ukończeniu warsztatu uczestnik będzie potrafił zidentyfikować naczynie żyłne/tętnicze, ocenić drożność, średnicę, głębokość położenia. Po części praktycznej potrafi wprowadzić igłę do naczynia posługując się aparatem USG. Zajęcia praktyczne będą odbywać się na fantomie z naczyniami zatopionymi w przeziernych dla USG mediach stałych.

